

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2024

Θρεπτικά υλικά έτοιμα προς χρήση

ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡ. ΖΩΗΣ (Ημέρες)	ΦΥΛΑΞΗ	Φ.Π.Α.
ACETAMIDE BROTH (ISO 16266 UNE-EN 12780) Επιβεβαίωση <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .	070561	20 x 5ml	180	2 – 8 °C	24%
ACTINOMYCETE ISOLATION AGAR GLYCEROL For the isolation and cultivation <i>actinomycetes</i> from soil and water.	150736	6 x 200ml	365	2 – 25 °C	24%
BACILLUS CEREUS MEDIUM (PREP) (ISO 7932) (MOSEEL, MYP), Phenol Red Egg Yolk Polymyxin Agar (P.R.E.P.) Για την απομόνωση και καταμέτρηση του <i>Bacillus cereus</i> στα τρόφιμα.	010423	10 x 90mm	60	2 – 8 °C	24%
BAIRD PARKER AGAR (ISO) W/ EGG YOLK TELLURITE (ISO 6888-1) Για την εκλεκτική απομόνωση, των coagulase (+) <i>Staphylococci</i> .	010009	10 x 90mm	90	2 – 8 °C	24%
BAIRD PARKER AGAR (ISO) W/ RPF (ISO 6888-2) Για την εκλεκτική απομόνωση, των coagulase (+) <i>Staphylococci</i> .	010412	10 x 90mm	60	2 – 8 °C	24%
BAIRD PARKER AGAR BASE (ISO 6888-1, ISO 6888-2) Για την εκλεκτική απομόνωση, των coagulase (+) <i>Staphylococci</i> .	040412	10 x 90ml	365	2 – 25 °C	24%
BILE ESCULINE AGAR (ISO 10273) Για την ταυτοποίηση των <i>Enterococci</i> & <i>Yersinia</i> από την υδρόλυση της εσουλίνης.	010010 050010 080010	10 x 90mm 10 x 60mm 10 x 3ml	150 150 240	2 – 8 °C	24%
BILE ESCULINE AZIDE AGAR (ISO 7899-2) Για την απομόνωση των group D <i>Streptococci</i> από τρόφιμα και φαρμακευτικά προϊόντα.	010263 050263	10 x 90mm 10 x 60mm	150 150	2 – 8 °C	24%
BLOOD AGAR (SHEEP BLOOD) Για την καλλιέργεια όλων των αερόβιων βακτηρίων.	010011 050011	10 x 90mm 10 x 60mm	60 60	2 – 8 °C	24%
BLOOD AGAR No 2 W/ SHEEP BLOOD (ISO 7932), (ISO 11290-1) Για την καλλιέργεια και την επιβεβαίωση της αιμολυτικής ιδιότητας των <i>Bacillus cereus</i> (ISO 7932) και <i>Listeria monocytogenes</i> (ISO 11290-1).	010566	10 x 90mm	60	2 – 8 °C	24%
BRAIN HEART INFUSION BROTH (ISO 6888-1) Για την επιβεβαίωση των coagulase (+) <i>Staphylococci</i> .	070042	20 x 5ml	365	2 – 8 °C	24%
BRILLIANT GREEN AGAR (ISO 6579) Για την εκλεκτική απομόνωση και ταυτοποίηση των ειδών <i>Salmonella</i> .	010016 060016	10 x 90mm 10 x 100ml	90 180	2 – 8 °C	24%
BRUCELLA BLOOD AGAR Για την καλλιέργεια και απομόνωση των ειδών <i>Brucella</i> .	010017	10 x 90mm	60	2 – 8 °C	24%
BUFFERED PEPTONE WATER (ISO 6579, ISO 22964, ISO 6887, ISO 19250) (DIN 10181, 10160) Συνιστάται ως αραιωτικό προεμπλουτιστικό μέσο για την ομογενοποίηση των δειγμάτων στην μικροβιολογική ανάλυση των τροφίμων.	040019 150019 070019	10 x 90ml 6 x 225ml 20 x 10ml	365 365 365	2 – 25 °C	24%
CAMPYLOBACTER BLOOD FREE AGAR (mCCD) (ISO 10272) Για την εκλεκτική απομόνωση των <i>Campylobacter jejuni</i> , <i>C. coli</i> & <i>C. lari</i> .	010021	10 x 90mm	60	2 – 8 °C	24%
CAMPYLOBACTER BROTH PRESTON (ISO 10272-1. 2017) Για τον εμπλουτισμό των <i>Campylobacter spp.</i>	040022	10 x 90ml	90	2 – 8 °C	24%
CAMPYLOBACTER ENRICHMENT BROTH (Bolton) (ISO 10272) Για τον εμπλουτισμό των <i>Campylobacter spp.</i>	380404 040404 150404	10 x 3ml 10 x 90ml 6 x 225ml	90 90 90	2 – 8 °C	24%
CAMPYLOBACTER SELECTIVE AGAR (SKIRROW) (ISO 10272) Για την εκλεκτική απομόνωση των <i>Campylobacter spp.</i>	010636	10 x 90mm	60	2 – 8 °C	24%
CARBOHYDRATE UTILIZATION BROTH RHAMNOSE W/ Durham Tube (ISO 11290) Για τον έλεγχο διάσπασης της ραμνόζης και παραγωγής αερίου.	320649	10 x 3ml	240	2 – 8 °C	24%
CARBOHYDRATE UTILIZATION BROTH XYLOSE W/ Durham Tube (ISO 11290) Για τον έλεγχο διάσπασης της ξυλόζης και παραγωγής αερίου.	320650	10 x 3ml	240	2 – 8 °C	24%
CETRIMIDE AGAR Για την απομόνωση και ταυτοποίηση της <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .	010024 050024	10 x 90mm 10 x 60mm	150 150	2 – 8 °C	24%
CHROMagar™ Campylobacter Για την ανίχνευση και τη διαφοροποίηση των <i>Campylobacter spp.</i>	010692 050692	10 x 90mm 10 x 60mm	90 90	2 – 8 °C	24%

ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡ. ΖΩΗΣ (Ημέρες)	ΦΥΛΑΞΗ	Φ.Π.Α.
CHROMagar™ CANDIDA Για τη χρωματική διαφοροποίηση των μυκήτων του γένους Candida.	010028 050028	10 x 90mm 10 x 60mm	90 90	2 – 8 °C	24%
CHROMagar™ E. COLI O157 Για τη χρωματική διαφοροποίηση και απομόνωση της <i>E. Coli O157</i> .	010032 050032	10 x 90mm 10 x 60mm	90 90	2 – 8 °C	24%
CHROMagar™ ECC Για την απομόνωση και ταυτοποίηση <i>E. coli & Coliforms</i> .	010029 050029	10 x 90mm 10 x 60mm	90 90	2 – 8 °C	24%
CHROMagar™ Enterobacteria Για ανίχνευση και απαρίθμηση των <i>Εντεροβακτηριδίων</i> .	010768 050768	10 x 90mm 10 x 60mm	90 90	6 – 12 °C 6 – 12 °C	24%
CHROMagar™ LISTERIA Για την απομόνωση και ταυτοποίηση της <i>Listeria spp.</i>	010123 050123	10 x 90mm 10 x 60mm	90 90	2 – 8 °C	24%
CHROMagar™ MASTITIS Η λύση των Chromagar για την διάγνωση της Μαστίτιδας.	020366	10 x 90mm	90	2 – 8 °C	24%
CHROMagar™ PSEUDOMONAS Plus Για την απομόνωση και ταυτοποίηση της <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .	010687 050687	10 x 90mm 10 x 60mm	90 90	2 – 8 °C	24%
CHROMagar™ S. aureus Για την απομόνωση και ταυτοποίηση του παθογόνου <i>S. aureus</i> .	010031 050031	10 x 90mm 10 x 60mm	90 90	2 – 8 °C	24%
CHROMagar™ SALMONELLA PLUS (ISO 6579) Για την απομόνωση και ταυτοποίηση της <i>Salmonella spp.</i>	010315 050315	10 x 90mm 10 x 60mm	90 90	2 – 8 °C	24%
CHROMagar™ VIBRIO Για την απομόνωση και ταυτοποίηση των <i>Vibrio</i> .	010363 050363	10 x 90mm 10 x 60mm	90 90	2 – 8 °C	24%
CHROMagar™ Y. enterocolitica Για την ανίχνευση & διαφοροποίηση <i>Yersinia enterocolitica</i> .	010624 050624	10 x 90mm 10 x 60mm	60 60	2 – 8 °C	24%
COLUMBIA W/ 5% SHEEP BLOOD AGAR Για την καλλιέργεια όλων των αερόβιων βακτηρίων.	010250	10 x 90mm	60	2 – 8 °C	24%
CONTACT PLATE CHROMagar™ ECC Τρυβλία επαφής για την απομόνωση και ταυτοποίηση <i>E. coli & Coliforms</i> .	20029	10 x 65mm	90	2 – 8 °C	24%
CONTACT PLATE CHROMagar™ LISTERIA Τρυβλία επαφής για την απομόνωση και ταυτοποίηση της <i>Listeria spp.</i>	20123	10 x 65mm	90	2 – 8 °C	24%
CONTACT PLATE CHROMagar™ S. aureus Τρυβλία επαφής για την απομόνωση και ταυτοποίηση του <i>S. aureus</i> .	20031	10 x 65mm	90	2 – 8 °C	24%
CONTACT PLATE T.S.A. W/ LT (C.P. T.S.A. W/ LT) (T.S.A. with Lecithin and Tween®80) Τρυβλία επαφής για τον έλεγχο επιφανειών με απολυμαντικές ουσίες.	20120	10 x 65mm	150	2 – 8 °C	24%
CONTACT PLATE CHLORAMPHENICOL AGAR (C.P. YGC AGAR) (YEAST EXTRACT DEXTROSE CHLORAMPHENICOL AGAR) Τρυβλία επαφής για τον έλεγχο των ζυμών και των μυκήτων στις επιφάνειες.	20424	10 x 65mm	150	2 – 8 °C	24%
DICHLORAN GLYCEROL AGAR (DG18) (ISO 21527-2) Για την καταμέτρηση <u>Yeast & Molds</u> .	010542 060542 150542	10 x 90mm 10 x 100ml 6 x 200ml	90 180 180	2 – 8 °C	24%
DRBC AGAR (ISO) (ISO 21527-1) (Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar) Για την καταμέτρηση <u>Yeast & Molds</u> .	060461 150461	10 x 100ml 6 x 200ml	180 180	2 – 8 °C	24%
E.Coli Colif. Chrom..Ag.CCA (ISO9308) Για τη ταυτόχρονη ανίχνευση <i>E. Coli & Coliforms</i> στο νερό και τις τροφές.	050572	10 x 60mm	90	2 – 8 °C	24%
E.E. BROTH (with Durham tube) (ISO 21528-1) Για τον εκλεκτικό εμπλουτισμό των εντεροβακτηρίων από τα τρόφιμα.	260221 060221	20 x 10ml 10 x 100ml	365 365	2 – 8 °C	24%
EGG YOLK ANAEROBE WITH NEOMYCIN Για την εκλεκτική απομόνωση των κλωστριδίων	010218	10 x 90mm	60	2 – 8 °C	24%
FRASER BROTH (ISO 11290-1) Για τον εκλεκτικό διαχωρισμό και απομόνωση της <i>Listeria</i> .	070368	20 x 10ml	180	2 – 8 °C	24%
GLUCOSE OF MEDIUM (ISO 21528-1) Για τη διαφοροποίηση των Εντεροβακτηριδίων από τη ζύμωση της γλυκόζης.	070722	20 x 15ml	180	2 – 8 °C	24%
HALF FRASER BROTH PLUS (ISO 11290-1) Αρχικός ζωμός εμπλουτισμού για την απομόνωση της <i>Listeria spp.</i>	150374 070374	6 x 225ml 20 x 10ml	180 180	2 – 8 °C	24%
HEKTOEN ENTERIC AGAR Για την απομόνωση και ταυτοποίηση των <u>εντεροβακτηριακών</u> .	010047	10 x 90mm	90	2 – 8 °C	24%
INDOLE BROTH (ISO 9308-1) (TRYPTOPHAN CULTURE BROTH) Ταυτοποιητικός ζωμός για τον έλεγχο παραγωγής ινδόλης.	080048	10 x 2ml	365	2 – 8 °C	24%

ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡ. ΖΩΗΣ (Ημέρες)	ΦΥΛΑΞΗ	Φ.Π.Α.
IRON SULPHITE AGAR (ISO 15213) Ένα μέσο για την ανίχνευση των θερμόφιλων αναερόβιων βακτηρίων στα τρόφιμα και το νερό.	010425	10 x 90mm	150	2 – 8 °C	24%
KLIGLER IRON AGAR (ISO 10273) Για τον έλεγχο παραγωγής H ₂ S, αερίου, γλυκόζης και λακτόζης.	070050	20 x 10ml	240	2 – 8 °C	24%
LACTOSE SULFITE BROTH (with durham tube) (ISO 7937) Ταυτοποίηση & αρίθμηση (MPN) <i>C. perfringens</i> .	260539	20 x 10ml	240	2 – 8 °C	24%
Lauryl Sulfate Tryptose Broth (with durham tube) (ISO 4831) Για την καταμέτρηση των κολοβακτηριδίων στο νερό και τα γαλακτοκομικά.	250651	20 x 10ml	240	2 – 8 °C	24%
Lauryl Sulfate Tryptose Broth (with durham tube) (ISO 4831) (Double-strength medium) Για την καταμέτρηση των κολοβακτηριδίων στο νερό και τα γαλακτοκομικά.	250053	20 x 10ml	240	2 – 8 °C	24%
LEGIONELLA AGAR (BCYE) (ISO 11731) Για την καλλιέργεια της <i>Legionella</i> .	010055	10 x 90mm	90	2 – 8 °C	24%
LEGIONELLA AGAR w/o L - Cystine (ISO 11731) Για την καλλιέργεια, <i>Legionella</i> ευαίσθητων στην L – Cystine.	010448	10 x 90mm	90	2 – 8 °C	24%
LEGIONELLA SELECTIVE AGAR (GVPC) ISO 11731 Για την εκλεκτική απομόνωση της <i>Legionella</i> .	010411	10 x 90mm	60	2 – 8 °C	24%
LETHEEN BROTH (LT BROTH)(T.S.B.) Για την μικροβιολογική ανάλυση των καλλυντικών.	070122 150122	20 x 9ml 6 x 200ml	240 240	2 – 8 °C	24%
LEVINE EMB AGAR Για την καλλιέργεια, απομόνωση και ταυτοποίηση των <u>εντεροβακτηριδίων</u> .	010056	10 x 90mm	150	2 – 8 °C	24%
LISTERIA AGAR (OXFORD) (ISO 11290-2) Για τον εκλεκτικό προσδιορισμό της <i>Listeria monocytogenes</i> .	010549	10 x 90mm	60	2 – 8 °C	24%
LISTERIA AGAR (PALCAM) (ISO 11290-2) Για τον εκλεκτικό προσδιορισμό της <i>Listeria spp.</i>	010445	10 x 90mm	60	2 – 8 °C	24%
LISTERIA AGOSTI OTTAVIANI AGAR (AOLA)(ISO 11290-1) Για την απομόνωση & ταυτοποίηση της <i>Listeria monocytogenes</i> & <i>Listeria spp.</i>	010648	10 x 90mm	60	2 – 8 °C	24%
LPT DILUTION BROTH Για την ομογενοποίηση των δειγμάτων στα καλλυντικά προϊόντα.	070689	20 x 9ml	240	2 – 8 °C	24%
LYSINE DECARBOXYLASE BROTH (ISO 6579, ISO 10273, ISO 19250) Για τον έλεγχο των βακτηριδίων που να διασπούν την λυσίνη.	080061	10 x 2ml	240	2 – 8 °C	24%
m – CP AGAR (Clostridium Perfringens Agar Base) Για την αρίθμηση και ταυτοποίηση του <i>Clostridium perfringens</i> .	050402	10 x 60mm	60	2 – 8 °C	24%
m - ENDO AGAR (Endo Les Agar) Για την καλλιέργεια και αριθμητική εκτίμηση των <i>Coliforms</i> .	050062	10 x 60mm	60	2 – 8 °C	24%
m – ENTEROCOCCUS AGAR (Slanetz-Bartley Medium) ISO 7899-2 Για την αριθμητική εκτίμηση και ταυτοποίηση του <u>Εντερόκοκκου</u> .	050063	10 x 60mm	90	2 – 8 °C	24%
MAC CONKEY AGAR Για την καλλιέργεια, απομόνωση και ταυτοποίηση των <u>εντεροβακτηριδίων</u> . (Ο εντερόκοκκος δεν αναπτύσσεται).	010065 050065 060065	10 x 90mm 10 x 60mm 10 x 100ml	150 150 365	2 – 8 °C	24%
MAC CONKEY AGAR No2 Για την καλλιέργεια, απομόνωση και ταυτοποίηση των <u>Εντεροβακτηριδίων</u> και του <u>Εντερόκοκκου</u> . (Ο σταφυλόκοκκος ή άλλοι gram(+) κόκκοι δεν αναπτύσσονται).	010066 050066 060066	10 x 90mm 10 x 60mm 10 x 100ml	150 150 365	2 – 8 °C 2 – 25 °C	24%
MAC CONKEY AGAR Without Crystal Violet Για την καλλιέργεια βακτηρίων που διασπούν τη λακτόζη. Λόγω της απουσίας κρυσταλικού ιώδους αναπτύσσονται και οι Gram(+) κόκκοι.	010267	10 x 90mm	150	6 – 12 °C	24%
MAC CONKEY BROTH (E.P.) Για την ταυτοποίηση των <u>εντεροβακτηριακών</u> που διασπούν τη λακτόζη.	060067 070067	10 x 100ml 20 x 10ml	365 365	2 – 8 °C	24%
MAC CONKEY SORBITOL AGAR Για τον εκλεκτικό διαχωρισμό της <i>Escherichia coli</i> O157:H7.	010168	10 x 90mm	150	2 – 8 °C	24%
MALT EXTRACT AGAR Για την καλλιέργεια απομόνωση και αρίθμηση των ζυμών & μυκήτων.	050506	10 x 60mm	150	2 – 8 °C	24%

ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡ. ΖΩΗΣ (Ημέρες)	ΦΥΛΑΞΗ	Φ.Π.Α.
MANNITOL SALT AGAR (CHAPMAN) Για την καλλιέργεια, απομόνωση και ταυτοποίηση του <u>παθογόνου</u> <u>Σταφυλόκοκκου</u> .	010068 050068 060068	10 x 90mm 10 x 60mm 10 x 100ml	150 150 365	2 – 8 °C 2 – 25 °C	24%
MAXIMUM RECOVERY DILUENT (SALINE PEPTONE WATER) (ISO 6887) Αραιωτικός ζωμός με σταθερή ωσμωτική ισορροπία.	070431 040431 150431	20 x 9ml 10 x 90ml 6 x 225ml	365 365 365	2 – 25 °C 2 – 25 °C 2 – 25 °C	24%
MILK PLATE COUNT AGAR (ISO 4833) Για την τυποποίηση και την απαρίθμηση των βιώσιμων βακτηριδίων στο γάλα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα.	060466	6 x 100ml	365	2 – 25 °C	24%
MUELLER HINTON BROTH Για την παρασκευή μικροβιακών εναιωρημάτων.	080079	10 x 3ml	365	2 – 8 °C	24%
MUELLER HINTON W/ 5% HORSE BLOOD + 20mg/L β-NAD (MH-F) Για την μελέτη της αντιμικροβιακής ευαισθησίας του <i>Πνευμονιόκοκκου</i> και άλλων <i>Στρεπτοκόκκων</i> , του <i>Haemophilus</i> και <i>Moraxella</i> .	010704	10 x 90mm	60	2 – 8 °C	24%
Mueller Kauffmann Broth W/ Brilliant Green & Novobiocin (ISO 6579) Το MKTTn συνιστάται από το ISO 6579 για τον εκλεκτικό εμπλουτισμό της <i>Salmonella spp</i> στα τρόφιμα το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.	070526	20 x 10ml	120	2 – 8 °C	24%
MOTILITY TEST MEDIUM W/ TTC Για τον έλεγχο της κινητικότητας των βακτηρίων.	080174	10 x 3ml	180	2 – 8 °C	24%
MRS AGAR Για την καλλιέργεια και την απαρίθμηση του <i>Lactobacillus spp</i> .	150437	6 x 200ml	365	2 – 25 °C	24%
MRS AGAR (pH 5,7) (ISO 15214) Για την καλλιέργεια και απαρίθμηση του <i>Lactobacillus spp</i>	010633 150633	10 x 90mm 6 x 200ml	150 365	2 – 8 °C 2 – 25 °C	24%
MSRV medium (Modified Rappaport Soy Vassiliadis) (ISO 6579:2002) Ημιστερό μέσο για την ανίχνευση των σαλμονελών.	070379 170379 060379	20 x 10ml 20 x 20ml 10 x 100ml	180 180 180	2-8 °C	24%
NUTRIENT AGAR (ISO 16266) Για την επιβεβαίωση της <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .	010557	10 x 90mm	150	2 – 8 °C	24%
Nutrient Agar (ISO 6579) Για την καλλιέργεια μη απαιτητικών βακτηρίων στο νερό, την αποχέτευση και τα κλινικά δείγματα.	010555	10 x 90mm	150	2 – 8 °C	24%
NUTRIENT AGAR W/ NaCL (ISO 21528) Για την επιβεβαίωση των <i>Εντεροβακτηριδίων</i> .	010556	10 x 90mm	150	2 – 8 °C	24%
NUTRIENT BROTH Για την καλλιέργεια μικροβίων χωρίς ιδιαίτερες τροφικές απαιτήσεις.	060084 070084	10 x 100ml 20 x 7ml	365 365	2 – 25 °C 2 – 25 °C	24%
ORANGE SERUM AGAR Για την καλλιέργεια των βακτηρίων στους χυμούς των εσπεριδοειδών.	010471 060471 150471	10 x 90mm 10 x 100ml 6 x 200ml	150 365 365	2 – 8 °C 2 – 25 °C 2 – 25 °C	24%
PEPTONE SORBITOL & BILE SALTS BROTH (PSB BROTH) ISO 10273 Για τον εκλεκτικό εμπλουτισμό της <i>Yersinia enterocolitica</i>	150599	6 x 225ml	365	2 – 8 °C	24%
PERFRINGENS AGAR (T.S.C.) (ISO 7937) Το Perfringens Agar(Tryptose Sulphite Cycloserine Agar w/ egg yolk) χρησιμοποιείται για την απομόνωση ταυτοποίηση και απαρίθμηση του <i>Clostridium perfringens</i> στα τρόφιμα.	010724	10 x 90mm	60	2 – 8 °C	24%
PERFRINGENS AGAR BASE (ISO 7937) Το Perfringens Agar(Tryptose Sulphite Agar) χρησιμοποιείται για την απομόνωση ταυτοποίηση και απαρίθμηση του <i>Clostridium perfringens</i> στα τρόφιμα.	060725 150725	10 x 100ml 6 x 200ml	365 365	2 – 25 °C 2 – 25 °C	24%
PHENYLALANINE AGAR (PPA) Για τη διαφοροποίηση των βακτηριδίων που διασπούν τη φαινυλαλανίνη.	080086	10 x 3ml	240	2 – 8 °C	24%
PLATE COUNT AGAR (STANDARD METHODS AGAR) (ISO 4833) Το Plate Count Agar χρησιμοποιείται σαν στάνταρ μέθοδος για την αριθμητική καταμέτρηση των βακτηρίων στο νερό τα ποτά και τις τροφές.	010088 060088 150088	10 x 90mm 10 x 100ml 6 x 200ml	150 365 365	2 – 8 °C 2 – 25 °C 2 – 25 °C	24%
PLATE COUNT AGAR W/O GLUCOSE (STANDARD COUNT AGAR) Για την συνολική αριθμητική καταμέτρηση των βακτηρίων στο γάλα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το νερό και τα λύματα.	010694 060694	10 x 90mm 10 x 100ml	150 365	2 – 8 °C 2 – 25 °C	24%

ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡ. ΖΩΗΣ (Ημέρες)	ΦΥΛΑΞΗ	Φ.Π.Α.
POTATO DEXTROSE AGAR Για την καλλιέργεια και αριθμητική εκτίμηση των ζυμών και μυκήτων.	010090 060090	10 x 90mm 10 x 100ml	150 365	2 – 8 °C 2 – 25 °C	24%
PSEUDOMONAS C.F.C. AGAR (ISO 13720) Για την απομόνωση και ταυτοποίηση της <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .	010091 050091	10 x 90mm 10 x 60mm	60 60	2 – 8 °C	24%
PSEUDOMONAS CN AGAR (UNE-EN 12780, EN ISO 16266) Για την απομόνωση και ταυτοποίηση της <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .	010429 050429	10 x 90mm 10 x 60mm	90 90	2 – 8 °C	24%
PSEUDOMONAS F AGAR (KING B) (USP) Για τη διαφοροποίηση της <i>Pseudomonas spp</i> (παραγωγή fluorescein).	010538 050538	10 x 90mm 10 x 60mm	150 150	2 – 8 °C	24%
R2A AGAR (E.P.) Για την αριθμητική καταμέτρηση των βακτηρίων στα πόσιμα νερά.	010406 050406	10 x 90mm 10 x 60mm	150 150	2 – 8 °C	24%
RAMBACH AGAR Για την εκλεκτική απομόνωση και ταυτοποίηση των ειδών <i>Salmonella spp.</i>	010092 050092	10 x 90mm 10 x 60mm	90 90	2 – 8 °C	24%
RAPPAPORT VASILADIS BROTH ISO 6579, ISO 19250 Για την απομόνωση της <i>σαλμονέλλας</i> από κλινικά δείγματα και τρόφιμα.	070093	20 x 10ml	240	2 – 8 °C	24%
SABOURAUD DEXTROSE AGAR Θρεπτικό υλικό ειδικά εμπλουτισμένο για την καλλιέργεια των <i>μυκήτων</i> .	010292 050292 060292	10 x 90mm 10 x 60mm 10 x 100ml	150 150 365	2 – 8 °C	24%
SABOURAUD DEXTROSE AGAR W/ CHLORAMPHENICOL Θρεπτικό υλικό ειδικά εμπλουτισμένο για την καλλιέργεια των <i>μυκήτων</i> . Περιέχει χλωραμφενικόλη η οποία το κάνει αρκετά εκλεκτικό έναντι των gram(-) και των gram(+) μικροβίων.	010098 050098 060098 070098	10 x 90mm 10 x 60mm 10 x 100ml 20 x 10ml	150 150 365 365	2 – 8 °C 2 – 8 °C 2 – 25 °C 2 – 8 °C	24%
SABOURAUD 2% DEXTROSE BROTH Θρεπτικό υλικό ειδικά εμπλουτισμένο για την καλλιέργεια των μυκήτων.	060605 150605	10 x 100ml 6 X 200ml	365 365	2 – 25 °C 2 – 25 °C	24%
SELENITE BROTH Για τον εκλεκτικό διαχωρισμό και απομόνωση των ειδών <i>salmonella</i> .	060102 070102	10 x 100ml 20 x 7ml	180 180	2 – 8 °C	24%
SHIGELLA BROTH (ISO 21567) Εκλεκτικός ζωμός εμπλουτισμού της <i>Shigella spp.</i>	150658	6 x 225ml	120	2 – 8 °C	24%
SIMMONS CITRATE AGAR Για την διαφοροποίηση των βακτηριδίων που έχουν την ιδιότητα να χρησιμοποιούν τον άνθρακα του κιτρικού σαν πηγή ενέργειας.	080104	10 x 3ml	240	2 – 8 °C	24%
S.S. AGAR Εκλεκτικό θρεπτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται για την απομόνωση και ταυτοποίηση των ειδών <i>Salmonella και Shigella</i> .	010106 050106 060106	10 x 90mm 10 x 60mm 10 x 100ml	90 90 180	2 – 8 °C	24%
STAA AGAR Το STAA AGAR συνιστάται για την απομόνωση του <i>Brochothrix thermosphacta</i> από δείγματα τροφίμων.	010863	10 x 90mm	90	2 – 8 °C	24%
STOCK CULTURE BROTH Για την διατήρηση πρότυπων στελεχών μικροβίων (αντέχουν στους –80 °C).	110185	50 x 1ml	365	2 – 25 °C	24%
TBX CHROMOGENIC AGAR (TRYPTONE BILE X-GLUCURONIDE) ISO 16649-2,3 Για την απομόνωση και ταυτοποίηση της <i>E. coli</i> (παραγωγή β-glucuronidase) (μπλε αποικίες) στο νερό και τα τρόφιμα.	010534 060534	10 x 90mm 10 x 100ml	90 180	2 – 8 °C	24%
T.C.B.S. AGAR Για την εκλεκτική απομόνωση των <i>Vibrio cholera και V. parahaemolyticus</i> .	010109	10 x 90mm	60	2 – 8 °C	24%
THIOGLYCOLLATE W/ RESAZURIN (USP), (E.P.) Για την καλλιέργεια αερόβιων και αναερόβιων μικροοργανισμών σε δοκιμές στειρότητας.	070114 060114	20 x 7ml 10 x 100ml	365 365	2 – 25 °C 2 – 25 °C	24%
TRIPLE SUGAR IRON AGAR (ISO 6579) Για την ανίχνευση της παραγωγής αερίου, υδρόθειου και της ζύμωσης τριών σακχάρων, της γλυκόζης, της λακτόζης και της σουκρόζης.	070118	20 x 10ml	240	2 – 8 °C	24%
TRYPTONE SOY AGAR W/ 5% SHEEP BLOOD Για την καλλιέργεια όλων των αερόβιων βακτηρίων.	010258	10 x 90mm	60	2 – 8 °C	24%
TRYPTONE SOY AGAR (USP), (E.P.) Χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια μικροβίων τόσο με ειδικές όσο και μη ειδικές τροφικές απαιτήσεις.	010119 050119 060119	10 x 90mm 10 x 60mm 10 x 100ml	150 150 365	2 – 8 °C 2 – 8 °C 2 – 25 °C	24%

ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡ. ΖΩΗΣ (Ημέρες)	ΦΥΛΑΞΗ	Φ.Π.Α.
TRYPTONE SOY AGAR W/ LT Για τον έλεγχο των ολικών βακτηρίων από βιομηχανικά προϊόντα τα οποία περιέχουν ανασταλτικές ουσίες όπως τα καλλυντικά.	010120	10 x 90mm	150	2 – 8 °C	24%
TRYPTONE SOY BROTH (USP), (E.P.) Ζωμός γενικής χρήσης για την ανάπτυξη απαιτητικών μικροβίων.	060121 070121	10 x 100ml 20 x 10ml	365 365	2 – 25 °C 2 – 25 °C	24%
TRYPTONE SOY YEAST EXTRACT AGAR (ISO 11290) Για την καλλιέργεια της <i>Listeria Monocytogenes</i> στα τρόφιμα.	010435	10 x 90mm	150	2 – 8 °C	24%
Tryptose sulfite cycloserine agar (TSC agar), (ISO 14189) Το TSC agar χρησιμοποιείται για την απομόνωση ταυτοποίηση και απαρίθμηση του <i>Clostridium perfringens</i> στο νερό.	050378	10 x 60mm	40	2 – 8 °C	24%
UREA AGAR (CHRISTENSEN MEDIUM) (ISO 6579, ISO 19250) Για τη διαφοροποίηση των βακτηριδίων που διασπούν την ουρία.	080124	10 x 3ml	240	2 – 8 °C	24%
UREA BROTH Για τη διαφοροποίηση των βακτηριδίων που διασπούν την ουρία.	080125	10 x 2ml	240	2 – 8 °C	24%
VIOLET RED BILE GLUCOSE AGAR (VRBGA) (ISO 21528) Για την αρίθμηση των Εντεροβακτηριδίων στα τρόφιμα, το γάλα, το νερό και άλλα υλικά επειδή έχουν την κοινή ιδιότητα να διασπούν τη γλυκόζη.	010127 060127	10 x 90mm 10 x 100ml	90 180	2 – 8 °C	24%
VIOLET RED BILE LACTOSE AGAR (VRBL) (ISO 4832) Για την καλλιέργεια και αριθμητική εκτίμηση <i>gram (-) βακτηριδίων</i> στο νερό, τις τροφές και στα γαλακτοκομικά προϊόντα.	010126 060126	10 x 90mm 10 x 100ml	90 180	2 – 8 °C	24%
X.L.D. AGAR (ISO 6579) Για την καλλιέργεια και απομόνωση των <i>Salmonella και Shigella</i> .	010130 060130	10 x 90mm 10 x 100ml	90 180	2 – 8 °C	24%
XLD AGAR (Xylose Lysine Desoxycholate) (E.P.) Για την καλλιέργεια και απομόνωση των <i>Salmonella και Shigella</i> .	010702 060702	10 x 90mm 10 x 100ml	90 180	2 – 8 °C	24%
YEAST EXTRACT AGAR (ISO 6222) Για την τυποποιημένη αρίθμηση των βακτηρίων στο νερό και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.	010386 050386 060386	10 x 90mm 10 x 60mm 10 x 100ml	150 150 365	2 – 8 °C 2 – 25 °C	24%
YERSINIA SELECTIVE AGAR (ISO 10273) Για την καλλιέργεια, απομόνωση και ταυτοποίηση της <i>Yers. enterocolitica</i> .	010132	10 x 90mm	90	2 – 8 °C	24%
YEAST EXTRACT DEXTROSE CHLORAMPHENICOL AGAR CHLORAMPHENICOL AGAR (YGC AGAR) (ISO 7954) Ένα μέσο για την απαρίθμηση των ζυμών και των μυκήτων στο γάλα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα.	010424 150424	10 x 90mm 6 x 200ml	150 365	2 – 8 °C 2 – 25 °C	24%

ΔΙΧΟΤΟΜΗΜΕΝΑ ΤΡΥΒΛΙΑ

ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡ. ΖΩΗΣ (Ημέρες)	ΦΥΛΑΞΗ	Φ.Π.Α.
CAMPYLOBACTER BLOOD FREE AGAR (mCCD) – CAMPYLOBACTER BLOOD AGAR (SKIRROW) (ISO 10272) Εκλεκτικό διχοτομημένο για την απομόνωση <i>Campylobacter spp.</i>	020634	10 x 90mm	60	2 – 8 °C	24%
CHROMagar™ ORIENTATION – MAC CONKEY AGAR Απομόνωση ταυτοποίηση gram(-) βακτηριδίων, gram(+) κόκκων (<i>Enterococcus</i> , <i>E. coli</i> , <i>Klebsiella</i> , <i>Proteus</i>). / Καλλιέργεια, απομόνωση και ταυτοποίηση των <i>εντεροβακτηριδίων</i> . (Ο εντερόκοκκος δεν αναπτύσσεται). ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ.	020142	10 x 90mm	90	2 – 8 °C	24%
CHROMagar™ SALMONELLA PLUS – XLD AGAR Εκλεκτικό διχοτομημένο για την απομόνωση <i>Salmonella</i> .	020382	10 x 90mm	90	2 – 8 °C	24%
LISTERIA AGOSTI OTTAVIANI AGAR – LISTERIA AGAR (OXFORD) Για εκλεκτικό προσδιορισμό <i>Listeria monocytogenes</i> .	020630	10 x 90mm	60	2 – 8 °C	24%
LISTERIA AGOSTI OTTAVIANI AGAR – LISTERIA AGAR (PALCAM) Για εκλεκτικό προσδιορισμό <i>Listeria spp.</i>	020631	10 x 90mm	60	2 – 8 °C	24%
XLD AGAR – BRILLIANT GREEN AGAR (Modified) Εκλεκτικό διχοτομημένο για την απομόνωση <i>Salmonella</i> .	020629	10 x 90mm	90	2 – 8 °C	24%