





CHROMagar™ StrepA

**Χρωμογόνο τρυβλίο για τη Ταυτοποίηση Στρεπτόκοκκων της ομάδας A
(*Streptococcus pyogenes*) στα φαρυγγικά δείγματα.**

Η λοίμωξη από *Streptococcus pyogenes* είναι υπεύθυνη για σχεδόν όλους τους Στρεπτόκοκκους που προκαλούν βακτηριακή φαρυγγίτιδα, και ως εκ τούτου ο συγκεκριμένος στόχος των μεθόδων διάγνωσης Στρεπτόκοκκων της ομάδας A.



ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Παιδιά και ηλικιωμένοι ασθενείς

ΣΤΟΧΟΣ

Ταχεία αγωγή με αντιβιοτικά
για να αποφευχθεί ο κίνδυνος μετάδοσης

Οι ασθενείς συνήθως δοκιμάζονται για την παρουσία GAS (Στρεπτόκοκκων της ομάδας A) χρησιμοποιώντας τη δοκιμή ανίχνευσης αντιγόνων που παρέχουν αποτελέσματα σε 15-20 λεπτά, αλλά με θετική πρόβλεψη ~70-90% και ποσοστό ψευδών αρνητικών ~10-20%. Ωστόσο, η καλλιέργεια του φαρυγγικού χρησιμοποιείται κυρίως ως επιβεβαιωτικό τεστ με οριστικά αποτελέσματα που απαιτούν 24 ώρες.

Το πρώτο χρωμογόνο μέσο σχεδιασμένο για την ανίχνευση του *Streptococcus pyogenes*

Το CHROMagar Strep A είναι ένα νέο χρωμογόνο τρυβλίο που επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση από την ευθεία διάκριση χρωμάτων των αποικιών GAS (πορτοκαλί έως κόκκινο) μεταξύ των άλλων βακτηρίων της σύνθετης χλωρίδας του φαρυγγικού (άχρωμες ή μπλε αποικίες).

ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡ. ΖΩΗΣ (Ημέρες)	ΦΥΛΑΞΗ
CHROMagar™ Strep A Για τη χρωματική διαφοροποίηση <i>Streptococcus pyogenes</i> (GAS).	010753	10 x 90mm	60	6 – 12 °C
	050753	10 x 60mm	60	6 – 12 °C