

Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.




Παραγωγή Μικροβιολογικών Αντιδραστηρίων

Ποταμού 5 ΒΙΟ ΠΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΤΤΙΚΗ Τ.Θ. 4893 - ΤΚ 19001

Τηλ.: 2299 0 66113 Φαξ: 2299 0 66112. E-mail: bioprep1@otenet.gr

www.bioprep.gr



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΩΜΟΓΟΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ CHROMagar ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ – ΝΕΡΟ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ 2024 - 2025

CHROMagar™ B. cereus 010517- 050517 Το CHROMagar™ Acinetobacter χρησιμοποιείται για για τη χρωματική διαφοροποίηση των <i>Bacillus cereus group</i>.		
CHROMagar™ C. perfringens 010686 Το CHROMagar™ C. Perfringens χρησιμοποιείται για την ανίχνευση και απαρίθμηση του <i>Clostridium perfringens</i>.		
CHROMagar™ Campylobacter 010692– 050692 Το CHROMagar™ Campylobacter χρησιμοποιείται για την ανίχνευση και τη διαφοροποίηση των <i>Campylobacter spp.</i> από το χρώμα της αποικίας.		

CHROMagar™


CCA (E. COLI
COLIFORMS MEDIUM
ISO 9308)
010572 - 050572

Το CCA έχει αναπτυχθεί για την ταυτόχρονη ανίχνευση και απαρίθμηση της *Escherichia coli* και των Κολοβακτηριδίων (Coliforms) στο νερό και τα τρόφιμα.

**CHROMagar™**


Cronobacter
010519 – 050519

Το CHROMagar™ C. difficile είναι ένα χρωμογόνο υλικό το οποίο χρησιμοποιείται για την απομόνωση και τη χρωματική διαφοροποίηση του *Cronobacter sakazakii* από τα γαλακτοκομικά προϊόντα (κυρίως γάλα σε σκόνη).

**CHROMagar™**


ECC
010029- 050029

Το CHROMagar™ ECC είναι Χρωμογόνο μέσο για την ανίχνευση και απαρίθμηση των θετικών στη β-γλυκουρονιδάση *E. Coli* και των Κολοβακτηριδίων σε δείγματα τροφίμων και νερού.





CHROMagar™
Enterobacteria
010768 - 050768

Το CHROMagar™
Enterobacteria είναι
Χρωμογόνο μέσο για
την ανίχνευση και
απαρίθμηση των
Εντεροβακτηριδίων.





CHROMagar™
ENTEROCOCCUS
010361 – 050361

Το CHROMagar™
ENTEROCOCCUS
χρησιμοποιείται για τη
χρωματική
διαφοροποίηση και
απομόνωση του
Enterococcus faecalis
& *Enterococcus*
faecium.



CHROMagar™
E. COLI O157

Το CHROMagar
E. COLI O157
χρησιμοποιείται για τη
χρωματική
διαφοροποίηση &
απομόνωση της *E. Coli*
O157.





CHROMagar™
Identification
Listeria
050481

Το CHROMagar™ Identification Listeria χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση των ειδών *Listeria monocytogenes* από τις ύποπτες αποικίες στο CHROMagar™ LISTERIA.





CHROMagar™
LISTERIA
010123– 050123

Το CHROMagar™ Listeria χρησιμοποιείται για την απομόνωση και ταυτοποίηση της *Listeria monocytogenes* από τα άλλα στελέχη *Listeria* ή βακτήρια.





CHROMagar™
Malassezia
010518 – 050518

Χρωμογόνο υλικό για την ανίχνευση και χρωματική διαφοροποίηση της *Malassezia spp.*





CHROMagar™**Mastitis****020366**


Το CHROMagar™ Mastitis είναι εκλεκτικό χρωμογόνο υλικό σε διχοτομημένο τρυβλίο για την απομόνωση και διαφοροποίηση των παθογόνων Gram(+) κόκκων και Gram(-) βακτηριδίων που προκαλούν μαστίτιδα.

**CHROMagar™****Mycoplasma****050865**

Το Mycoplasma είναι ένα χρωμογόνο υλικό το οποίο χρησιμοποιείται για τη χρωματική διαφοροποίηση του *Mycoplasma bovis*.


**CHROMagar™****ORIENTATION****010030 - 050030**

Το CHROMagar ORIENTATION χρησιμοποιείται για τη χρωματική διαφοροποίηση των παθογόνων βακτηρίων της ουρογεννητικής οδού αλλά και άλλων κλινικών δειγμάτων.





**CHROMagar™
Pasteurella
010687 – 050687**

Το CHROMagar™
Pasteurella είναι ένα
χρωμογόνο υλικό το
οποίο χρησιμοποιείται
για την ανίχνευση
Pasteurellaceae.




**CHROMagar™
PSEUDOMONAS
Plus
010687 – 050687**

Το CHROMagar™
PSEUDOMONAS Plus
είναι ένα χρωμογόνο
υλικό το οποίο
χρησιμοποιείται για
την απομόνωση και
ανίχνευση ειδών
Pseudomonas spp.



**CHROMagar™
S. aureus
010031 – 050031**

Το CHROMagar™
S. aureus
χρησιμοποιείται για
την απομόνωση και
την απευθείας
διαφοροποίηση του
Staphylococcus aureus
από το χρώμα της
αποικίας.




**CHROMagar™
SALMONELLA
Plus
010315 – 050315**

Το CHROMagar SALMONELLA PLUS είναι ένα νέο χρωμογόνο υλικό για τον εκλεκτικό διαχωρισμό των ειδών *Salmonella* spp συμπεριλαμβανομένων των *S. typhi*, *S. paratyphi* και των λακτόζη (+) από άλλα gram (-) βακτηρίδια.





**CHROMagar™
STEC
010505 - 050505**

Για τη χρωματική διαφοροποίηση και απομόνωση της *E. Coli* (STEC) που παράγει Shiga-Toxin.





**CHROMagar™
VIBRIO
010363– 050363**

Το Chromagar VIBRIO χρησιμοποιείται για τη χρωματική διαφοροποίηση των *Vibrio* *parahaemolyticus* (ροζ), *V. vulnificus* (Γαλαζοπράσινες) και *V. Cholerae* (Γαλαζοπράσινες), από άλλα δονάκια (άχρωμα).



CHROMagar™
Y. enterocolitica
010624 - 050624

Χρωμογόνο υλικό για την ανίχνευση και άμεση διαφοροποίηση της παθογόνου *Yersinia enterocolitica*.



RAMBACH
AGAR™

Το Rambach agar είναι ένα χρωμογόνο ανασταλτικό θρεπτικό υλικό στο οποίο η κύρια χρήση είναι ο διαχωρισμός των ειδών *Salmonella spp* από άλλα εντεροβακτηρίδια, οι οποίες διαφοροποιούνται ξεκάθαρα, γιατί είναι οι μόνες αποικίες που έχουν κόκκινο χρώμα.

